

Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Rabbit Pab - P63151

품목 번호: CM0014540



소개

인간 PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (PPP2R2A)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Rabbit pAb
비고/별칭	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
종	인간
GeneID (인간)	5520
GeneID	5520
면역원	인간 PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63151
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백