

Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

품목 번호: CM0020376



소개

PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 세포 주기 조절 및 인산화효소 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Rabbit pAb
비고/별칭	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5520
유전자 ID	5520
면역원	사람 PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1)의 아미노산 1-447에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P63151
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백