

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D 다클론 항체 - Q14738

품목 번호: CM0023533



소개

PP2A-B56δ(PPP2R5D)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 인산분해효소 2A 조절 서브유닛 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D 토끼 pAb
비고/별칭	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
종	사람
GeneID (사람)	5528
GeneID	5528
면역원	`합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q14738
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩