


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D 토끼 단클론 항체 - Q14738

품목 번호: CM0003335



소개

인간 PP2A-B56δ(PPP2R5D)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (아미노산 480-602), 70kDa. 연구용으로 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D 토끼 단클론 항체
비고/별칭	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
종	인간
유전자ID (인간)	5528
유전자ID	5528
면역원	인간 PPP2R5D (NP_006236.1)의 아미노산 480-602에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14738
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백