


Wb, Elisa용 Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E 다클론 항체 - Q16537

품목 번호: CM0020332



소개

WB 및 ELISA로 검증되었으며 랫드와의 교차 반응성을 보이는 인간 PP2A-B56δ/PR61δ (PPP2R5E) 표적 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인산화 신호 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E 토끼 pAb
비고/별칭	B56E; B56epsilon; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
종	인간
GeneID (인간)	5529
GeneID	5529
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q16537
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩