

Wb 및 Elisa용 Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B 폴리클로날 항체 - Q15173

품목 번호: CM0021558

소개

WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 갖는 인간 PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. PP2A 조절, AKT1 신호 전달 및 세포질 인산화효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B Rabbit pAb
비고/별칭	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B
종	Human
GeneID (Human)	5526
GeneID	5526
면역원	인간 PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B (NP_006235.1)의 아미노산 400-497 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Rat
SWISS	Q15173
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백