


## Anti-Pp2A Catalytic A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

품목 번호: CM0028885



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 PP2A Catalytic α rabbit pAb (P67775)로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. PP2A 신호 전달, 세포 주기 조절 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | PP2A Catalytic α Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalytic α                  |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                |
| GeneID (인간)              | 5515                                                                     |
| GeneID                   | 5515                                                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PP2A Catalytic α (NP_002706.1)의 아미노산 1-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                           |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                             |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)                                           |
| SWISS                    | P67775                                                                   |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 36kDa                                                                    |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                           |