

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pp2A 촉매 B (Ppp2Cb) 토끼 다클론 항체 - P62714

품목 번호: CM0025020

소개

인간 PP2A 촉매 서브유닛 베타 아이소폼(PPP2CB)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. PP2A 신호전달 및 STRIPAK 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A 촉매 β 토끼 pAb
비고/별칭	PP2CB; PP2Abeta; PP2A 촉매 β
종	인간
유전자ID (인간)	5516
유전자ID	5516
면역원	인간 PP2A 촉매 β (NP_001009552.1)의 아미노산 1-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62714
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백