


Wb, Elisa용 Anti-Ppa1 다클론 항체 - Q15181

품목 번호: CM0018362



소개

인간 PPA1(무기 피로인산가수분해효소)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 인산 대사 및 JNK 신호전달 경로 연구와 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPA1 토끼 pAb
비고/별칭	PP; PPI; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
종	인간
GeneID (Human)	5464
GeneID	5464
면역원	인간 PPA1(NP_066952.1)의 아미노산 1-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15181
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩