


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ppan 토끼 다클론 항체 - Q9Nq55

품목 번호: CM0029719



소개

인간 PPAN(SWI4 1 상동체 억제인자, Brix 도메인 함유 단백질 3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세포 성장 및 핵소체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPAN 토끼 pAb
비고/별칭	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
종	인간
유전자 ID (인간)	56342
유전자 ID	56342
면역원	재조합 단백질 인간 PPAN (NP_064615.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NQ55
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스백