

Wb, Elisa용 항-Ppap2B 토끼 다클론 항체 - O14495

품목 번호: CM0020714

소개

인간 PPAP2B/PLPP3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 혈관 생물학 및 신호 전달에서 지질 포스파테이스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPAP2B 토끼 pAb
비고/별칭	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
종	인간
유전자ID (인간)	8613
유전자ID	8613
면역원	합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14495
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스 팩