


Wb 및 Elisa용 Anti-Ppara 토끼 단일클론 항체 - Q07869

품목 번호: CM0011647



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질 PPARα 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PPARα와 반응합니다. 지질 대사, 퍼옥시좀 증식 및 핵 수용체 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPARα Rabbit mAb
비고/별칭	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5465
GeneID	5465
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	Q07869
단백질 크기	52kDa
배송	Ice bag