


웨스턴 블롯용 Anti-Ppara Rabbit Polyclonal Antibody - Q07869

품목 번호: CM0019605



소개

인간 PPARα를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. PPARα를 포함하는 지질 대사 및 핵 수용체 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPARα Rabbit pAb
비고/별칭	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARα; PPARα
종	인간
유전자 ID	5465
면역원	인간 PPARα (NP_001001928.1)의 아미노산 201-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	마우스
SWISS	Q07869
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백