


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ppard 폴리클로날 항체 - Q03181

품목 번호: CM0029820



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 PPARδ 항체입니다. 인간, 마우, 랫트와 반응합니다. 에너지 대사 및 지방산 산화에 관여하는 퍼옥시좀 증식 활성 수용체 델타(Peroxisome proliferator-activated receptor delta)를 표적으로 합니다. ~50kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPARδ Rabbit pAb
비고/별칭	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARδ
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5467
GeneID	5467
면역원(Immunogen)	인간 PPARδ (NP_803184.1)의 아미노산 102-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q03181
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)