


Wb 및 Elisa용 Anti-Ppard Rabbit Polyclonal Antibody - Q03181

품목 번호: CM0026558



소개

인간 PPARD를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 대사 및 유전자 조절 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPARD Rabbit pAb
비고/별칭	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
종	인간
GeneID (인간)	5467
GeneID	5467
면역원	인간 PPARD (NP_006229.1)의 아미노산 101-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q03181
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백