

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppary Rabbit Polyclonal Antibody - P37231

품목 번호: CM0013399



소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 PPAR γ Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지방생성, 대사, 염증의 주요 조절자인 핵 수용체 PPAR γ 를 표적으로 합니다. 대사 질환 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPAR γ Rabbit pAb
비고/별칭	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
종	인간
GeneID (인간)	5468
GeneID	5468
면역원	합성 펩타이드: 인간 PPAR γ (NP_056953.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37231
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백