

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ppat 다클론 항체 - Q06203

품목 번호: CM0028408

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 토끼 다클론 항PPAT 항체. 인간 PPAT(글루타민 PRPP 아미도전이효소)를 인식하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 57 kDa 크기로 퓨린 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPAT 토끼 pAb
비고/별칭	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
종	인간
GeneID (인간)	5471
GeneID	5471
면역원	인간 PPAT (NP_002694.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06203
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스팩