


Wb, Elisa용 Anti-Ppbp 폴리클로날 항체 - P02775

품목 번호: CM0022871



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-PPBP (CXCL7) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 혈소판 기본 단백질 및 케모카인 변이체를 검출합니다. 염증, 백혈구 활성화 및 항균 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPBP Rabbit pAb
비고/별칭	BPB; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
종	Human (인간)
GeneID (Human)	5473
GeneID	5473
면역원	인간 PPBP (NP_002695.1)의 아미노산 31-128에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P02775
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백