

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ppcs Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Hab8

품목 번호: CM0002927



소개

인간 PPCS (Phosphopantothenate--cysteine ligase)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 비타민 B5로부터 코엔자임 A 생합성 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PPCS Rabbit mAb
비고/별칭	CMD2C; PPCS
종	인간
GeneID (인간)	79717
GeneID	79717
면역원	합성 펩타이드: 인간 PPCS (Q9HAB8)의 아미노산 212-311 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAB8
단백질 무게	34kDa
배송	아이스백