

Wb, Elisa용 Anti-Ppfia1 다클론 항체 - Q13136

품목 번호: CM0013071



소개

Western blotting(WB) 및 ELISA용 Anti-PPFIA1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 세포 접착 및 신호 전달 연구를 위해 liprin-alpha-1(UniProt Q13136, 136kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	PPFIA1 토끼 pAb
비고/별칭	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
종	인간
GeneID (인간)	8500
면역원	인간 PPFIA1(NP_003617.1)의 아미노산 660-800에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13136
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스팩