

Wb, Elisa용 Anti-Ppfibp1 토끼 다클론 항체 - Q86W92

품목 번호: CM0019425

소개

Western blot 및 ELISA용 인간 PPFIBP1(liprin-beta-1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 검증되었습니다. 세포 접착 및 신경계 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPFIBP1 토끼 pAb
비고/별칭	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
종	인간
유전자 ID(인간)	8496
유전자 ID	8496
면역원	인간 PPFIBP1(NP_003613.3)의 아미노산 846~1005에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86W92
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩