


Wb 및 Elisa용 항-Pphln1 토끼 다클론 항체 - Q8Ney8

품목 번호: CM0024552



소개

인간 PPHLN1(페리필린-1, CR, HSPC206, HSPC232)에 대한 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. HUSH 복합체 및 후성유전학적 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPHLN1 토끼 pAb
비고/별칭	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
종	인간
유전자 ID (인간)	51535
면역원	인간 PPHLN1(NP_958846.1)의 아미노산 195-255에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NEY8
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백