

## Wb, Elisa용 Anti-Ppia Rabbit Polyclonal Antibody - P62937

품목 번호: CM0016656



### 소개

인간 PPIA (Cyclophilin A)를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 접힘, 염증, 세포자멸사 및 바이러스 감염 기전 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명            | PPIA Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭          | CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA                            |
| 종              | Human (인간)                                             |
| GeneID (Human) | 5478                                                   |
| GeneID         | 5478                                                   |
| 면역원            | 인간 PPIA (NP_066953.1)의 아미노산 100-165 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원            | Rabbit (토끼)                                            |
| 카테고리           | Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)                        |
| 응용             | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)                         |
| SWISS          | P62937                                                 |
| 단백질 분자량        | 18kDa                                                  |
| 배송             | 아이스백                                                   |