

Anti-Ppic Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P45877

품목 번호: CM0027212



소개

CamelBio의 PPIC 토끼 폴리클론 항체는 인간 사이클로필린 C에 특이적이며, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검출을 가능하게 합니다. 단백질 접힘 및 이성질화효소 활성 연구를 위한 연구자들을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPIC Rabbit pAb
비고/별칭	CYPC; PPIC
종	인간
유전자 ID (인간)	5480
유전자 ID	5480
면역원	인간 PPIC (NP_000934.1)의 아미노산 23-212를 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P45877
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백