

Wb, Ip, Elisa용 항-Ppie 토끼 다클론 항체 - Q9Unp9

품목 번호: CM0026161



소개

WB, IP, ELISA에서 검증된 고품질 항-PPIE 토끼 다클론 항체. 사람 및 생쥐와 반응합니다. 펩티딜-프롤린 시스-트랜스 이성질화효소 E는 전-mRNA 스플라이싱 및 프롤린 이성질화 과정에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPIE 토끼 pAb
비고/별칭	CYP33, CYP-33, PPIE
종	사람
GeneID (사람)	10450
GeneID	10450
면역원	사람 PPIE (NP_006103.1)의 아미노산 1-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q9UNP9
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백