

Wb 및 Elisa용 항Ppif (사이클로필린 D) 다클론 항체 - P30405

품목 번호: CM0027246



소개

인간 PPIF(사이클로필린 D)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 투과성 전이 포어 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPIF 토끼 pAb
비고/별칭	CYP3, CypD, CyP-M, Cyp-D
종	인간
유전자ID (인간)	10105
유전자ID	10105
면역원	인간 PPIF (NP_005720.1)의 아미노산 30-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P30405
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백