

Wb 및 Elisa용 Anti-Ppif Rabbit Polyclonal Antibody - P30405

품목 번호: CM0030568



소개

인간 PPIF (Cyclophilin D)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, Western blot 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 투과성 전이 공 및 세포사멸 조절에 관여하는 미토콘드리아 기질 단백질을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPIF Rabbit pAb
비고/별칭	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
종	인간
GeneID (인간)	10105
GeneID	10105
면역원	인간 PPIF (NP_005720.1)의 아미노산 100-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30405
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백