

Anti-Ppl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O60437

품목 번호: CM0030154



소개

Periplakin (PPL)을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 각질세포 각질화 봉입 및 데스모솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPL Rabbit pAb
비고/별칭	PPL
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5493
GeneID	5493
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	O60437
단백질 분자량	205kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)