

Wb, Elisa용 항-Ppm1A 단클론 항체 - P35813

품목 번호: CM0002212



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-PPM1A 단클론 항체로, TGF-beta 및 NF-kB 경로에 속하는 포스파타아제인 인간 PPM1A/PP2C-알파를 표적으로 합니다. 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PPM1A 토끼 mAb
비고/별칭	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
종	인간
유전자ID (인간)	5494
유전자ID	5494
면역원	인간 PPM1A (NP_066283.1)의 아미노산 1-382번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35813
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩