

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppm1A 토끼 다클로날 항체 - P35813

품목 번호: CM0025879



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA용 토끼 다클로날 anti-PPM1A 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PPM1A (PP2Cα, 42 kDa)를 검출합니다. TGF-베타 및 NF-κB 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPM1A Rabbit pAb
비고/별칭	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
종(Species)	Human
GeneID (인간)	5494
GeneID	5494
면역원(Immunogen)	인간 PPM1A (NP_005029.1)의 아미노산 161-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35813
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)