

Wb, Elisa용 Ppm1E 토끼 단일클론 항체 - Q8WY54

품목 번호: CM0009911

소개

Western blot 및 ELISA용 인간

PPM1E(POPX1/CaMKP-N)를 표적으로 하는 단일클론 항체입니다. 인간 교차 반응성이 검증되었습니다. CaM 키나아제 신호전달, PAK 탈인산화 및 액틴 스트레스 섬유 분해 연구에 유용합니다. 예측 분자량: 84 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPM1E 토끼 mAb
비고/별칭	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
종	인간
GeneID(인간)	22843
GeneID	22843
면역원	합성 펩타이드(인간 PPM1E(Q8WY54)의 아미노산 500~600번 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
제조 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WY54
단백질 중량	84kDa
배송	아이스팩