

Wb, Elisa용 Anti-Ppm1F 토끼 다클론 항체 - P49593

품목 번호: CM0015897

소개

인간 PPM1F(CaM-kinase phosphatase)를 표적으로 하는 높은 특이도의 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 세포사멸 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPM1F 토끼 pAb
비고/별칭	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
종	인간
GeneID (인간)	9647
GeneID	9647
면역원	인간 PPM1F(NP_055449.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49593
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩