

Wb 및 Elisa용 항-Ppm1J 토끼 다클론 항체 - Q5Jr12

품목 번호: CM0018296

소개

WB 및 ELISA용 인간 PPM1J(PP2C-제타)에 대한 토끼 다클론 항체. 재조합 면역원으로 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응합니다. 유니프룻 Q5JR12. 세포 신호 전달에 관여하는 Ser/Thr 포스파타제인 단백질 포스파타제 1J 연구에 이상적입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPM1J 토끼 pAb
비고/별칭	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
종	인간
유전자ID	333926
면역원	인간 PPM1J (NP_005158.5)의 아미노산 130-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q5JR12
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩