


Wb 및 Elisa용 항-Ppme1 다클론 항체 - Q9Y570

품목 번호: CM0017148



소개

PPME1(PME-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. PP2A 메틸화 및 활성의 핵심 조절인자인 단백질 포스파테이스 메틸에스테라제 1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPME1 토끼 pAb
비고/별칭	PME-1; ABDH19; PPME1
종	사람
유전자ID (사람)	51400
유전자ID	51400
면역원	재조합 단백질 사람 PPME1 (NP_057231.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y570
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스팩