

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppp1Ca 다클론 항체 - P62136

품목 번호: CM0018989



소개

인간 PPP1CA(PP1알파 촉매 소단위체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 분자량 38kDa. 인산가수분해효소 신호전달 및 MAPK 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PPP1CA 토끼 pAb
비고/별칭	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
종	인간
유전자 ID	5499 (인간)
면역원	인간 PPP1CA(NP_002699.1)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62136
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩