

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppp1Ca 토끼 단일클론 항체 - P62136

품목 번호: CM0006438



소개

인간 PPP1CA (PP1-alpha 촉매 소단위)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기, 전사 및 신호 전달 관련 인산화효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1CA Rabbit mAb
비고/별칭	PP1A; PP-1A; PP1A; PP1alpha; PPP1CA
종	Human
GeneID (인간)	5499
GeneID	5499
면역원	인간 PPP1CA (NP_002699.1)의 아미노산 230-330 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62136
단단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩