

Wb용 Anti-Ppp1Ca 토끼 다클론 항체 - P62136

품목 번호: CM0016319



소개

인간 PPP1CA(PP1-alpha)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 인산가수분해효소 신호전달, 세포 주기 및 대사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1CA 토끼 pAb
비고/별칭	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
종	인간
유전자 ID(인간)	5499
유전자 ID	5499
면역원	인간 PPP1CA(NP_002699.1)의 아미노산 230-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62136
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩