


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ppp1R12A 폴리클로날 항체 - O14974

품목 번호: CM0014276



소개

PPP1R12A (MYPT1)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미오신 포스파타제 및 PPP1C 복합체의 주요 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1R12A Rabbit pAb
비고/별칭	MBS; GUBS; M130; MYPT1; PPP1R12A
종(Species)	Human
GeneID	4659
면역원(Immunogen)	인간 PPP1R12A (NP_002471.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14974
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)