

Wb, Elisa용 Anti-Ppp1R13L 토끼 다클로날 항체 - Q8Wuf5

품목 번호: CM0014614



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 PPP1R13L (iASPP, RelA-연관 인히비터)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 세포자멸사(apoptosis), NF-kappa-B 의존성 염증 반응 및 p53 전사 조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1R13L Rabbit pAb
비고/별칭	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10848
면역원(Immunogen)	인간 PPP1R13L (NP_006654.2)의 아미노산 589-828에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8WUF5
단백질 분자량(Protein Weight)	89kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)