

Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96A00

품목 번호: CM0016816

소개

평활근 조절에 관여하는 PP1의 인산화 의존성 억제제인 PPP1R14A/CPI-17을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응을 나타냅니다. 세포 신호 전달 및 수축 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1R14A Rabbit pAb
비고/별칭	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	94274
유전자 ID	94274
항원(Immunogen)	사람 PPP1R14A (NP_150281.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96A00
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)