

Wb, Elisa용 항-Ppp1R14B 토끼 다클론 항체 - Q96C90

품목 번호: CM0016839

소개

인간 PPP1R14B에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 인산화 민감성 PP1 저해제이며 약 16 kDa 크기입니다. 포스파테이스 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP1R14B 토끼 pAb
비고/별칭	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
종	인간
유전자ID (인간)	26472
유전자ID	26472
면역원	인간 PPP1R14B (NP_619634.1)의 아미노산 68-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96C90
단백질 크기	16kDa
배송	아이스 팩