

Anti-Ppp1R15A Rabbit Polyclonal Antibody (Gadd34) For Wb, If/Icc, Elisa - O75807

품목 번호: CM0022129



소개

Anti-PPP1R15A 토끼 폴리클론 항체 (GADD34) for WB, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 번역 회복 및 자가포식에 관여하는 스트레스 유도성 인산가수분해효소 조절 서브유니트를 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP1R15A Rabbit pAb
비고/별칭	GADD34; PPP1R15A
종	인간
GeneID (Human)	23645
GeneID	23645
면역원	인간 PPP1R15A (NP_055145.3)의 아미노산 375-674 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75807
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백