

Anti-Ppp1R3B 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q86Xi6

품목 번호: CM0018198



소개

인간 PPP1R3B(글리코겐 타겟팅 서브유닛 GL)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 글리코겐 대사 및 인슐린 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP1R3B Rabbit pAb
비고/별칭	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	79660
유전자 ID	79660
면역원	인간 PPP1R3B (NP_078883.2)의 아미노산 1-140에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q86XI6
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백(Ice bag)