

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ppp1R3C 폴리클론항체 - Q9Uqk1

품목 번호: CM0021964



소개

인간 PPP1R3C(PTG)에 대한 고품질 토끼

폴리클론항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨.

마우스 및 쥐와 교차 반응. 글리코겐 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP1R3C Rabbit pAb
비고/별칭	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
종	인간
GeneID (인간)	5507
GeneID	5507
면역원	인간 PPP1R3C (NP_005389.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UQK1
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백