


Anti-Ppp1R7 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q15435

품목 번호: CM0016111



소개

본 PPP1R7 토끼 다클론 항체는 인간 및 마우스 샘플에서 단백질 포스파타아제 1 조절 서브유닛 7의 내인성 수준을 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 281-360 아미노산 영역을 표적으로 합니다. IVD 연구 용도로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP1R7 토끼 pAb
비고/별칭	SDS22; PPP1R7
종	인간
유전자 ID	5510
면역원	인간 PPP1R7 (NP_002703.1)의 아미노산 281-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15435
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩