

Wb, Elisa용 Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C 다클론 항체 - Q00005 / Q9Y2T4

품목 번호: CM0021873

소개

단백질 포스파테이스 2A의 조절 소단위체인 PPP2R2B/PPP2R2C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 세포 신호전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP2R2B/PPP2R2C 토끼 pAb
비고/별칭	PPP2R2B/PPP2R2C
종	인간
유전자 ID (인간)	5521/5522
유전자 ID	5521/5522
면역원	재조합 단백질: 인간 PPP2R2B/PPP2R2C의 아미노산 108-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_858060.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
배송	아이스팩