


Wb 및 Elisa용 Anti-Ppp2R3B 폴리클론항체 - Q9Y5P8

품목 번호: CM0028716



소개

PP2A의 조절 서브유닛인 인간 PPP2R3B를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. PP2A 기능 및 핵 내 위치 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP2R3B Rabbit pAb
비고/별칭	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
종	인간
GeneID (Human)	28227
GeneID	28227
면역원	제조합 단백질 인간 PPP2R3B (NP_037371.2)의 아미노산 356-575에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5P8
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩