

Wb, Elisa용 Anti-Ppp3Cc 폴리클로널 항체 - P48454

품목 번호: CM0027973



소개

PPP3CC (칼시뉴린 A 감마)를 표적으로 하는 친 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 칼슘 신호 전달 및 고환 특이적 인산화효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP3CC Rabbit pAb
비고/별칭	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
종(Species)	Human
유전자 ID	5533
면역원	사람 PPP3CC (NP_005596.2)의 아미노산 373-512에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	P48454
단백질 분자량	58kDa
배송	Ice bag