

Wb, Elisa용 Anti-Ppp3R2 폴리클론항체 - Q96Lz3

품목 번호: CM0028562

소개

WB 및 ELISA용 PPP3R2 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에 특이적입니다. 칼슘 의존성 인산가수분해효소 활성화에 관여하는 정소 특이적 조절 소단위체인 칼시뉴린 B 타입 2를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP3R2 Rabbit pAb
비고/별칭	PPP3RL; PPP3R2
종	인간
GeneID (Human)	5535
GeneID	5535
면역원	인간 PPP3R2 (NP_671709.1)의 아미노산 1-173 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96LZ3
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백