

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ppp4C Rabbit Polyclonal Antibody - P60510

품목 번호: CM0013278

소개

인간 PPP4C에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. DNA 수리, 세포자멸사, 신호전달 연구에 적합. 재조합 면역원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP4C Rabbit pAb
비고/별칭	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
종	인간
GeneID (인간)	5531
GeneID	5531
면역원	인간 PPP4C (NP_002711.1)의 아미노산 1-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60510
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백